


FORNISCI UNA NUOVA INTERFACCIA AL TUO SISTEMA E RENDILO PIÙ SEMPLICE DA USARE!




GESTIONE DEI PROTOCOLLI

Controlla e modifica i protocolli delle terapie, imposta l'andamento della pressione e i periodi in aria e ossigeno.



STORICO DELLE SEDUTE


Visualizza le sedute memorizzate nel database e di stampa i Report di terapia.



PREPARAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Seleziona il protocollo da usare per la prossima seduta, registra il nome e la postazione di ogni paziente e del medico.

VISUALIZZAZIONE SU SCHERMO




VISUALIZZA I DATI DI BASE

Visualizza in un nuovo modo più chiaro ed efficace i parametri fondamentali, attraverso l'installazione di nuovi sensori da cui acquisire i parametri della camera, gestiti da un PLC e da un PC, visualizzati su un nuovo monitor.

Nessuna interferenza con il sistema esistente di acquisizione, controllo ed eventuale visualizzazione.

Non è previsto alcun intervento attivo sul vostro sistema.



PARAMETRI VISUALIZZABILI PER CP E CE

- pressione interna in CP e CE
- temperatura, umidità, O2 e CO2
- grafico Pressione / Tempo della terapia sovrapposto a quello del ciclo per rendere più semplice la gestione
- visualizzazione della percentuale di O2 espirato da ogni paziente in terapia
- stampa dei report di terapia



**ALTRI SERVIZI PER CUI SIAMO
DISPONIBILI:**

- **verifiche periodiche annuali e decennali**
- **contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria**
- **sistemazione e ammodernamento degli impianti come ad esempio:**
 - sistema di comunicazione parla-ascolta
 - illuminazione a LED
 - climatizzazione interno
 - riverniciatura e tanto altro

